



Material Fungible de Laboratorios

ASAS Y ESPÁTULAS





Asas de siembra estériles

- Para un rayado uniforme y suave sin dañar la superficie del gel.
- Mango poligonal que permite la orientación.
- Mango flexible.
- Asas estériles en bolsas de 20 unidades.

Referencia	Volumen	Color	Ud/Caja	€/Caja
106001	1µl	Cristal	3000 (150x20)	144,00 €
106001XL	1µl	Cristal	9000 (450x20)	399,80 €
106002	10µl	Azul	3000 (150x20)	144,00 €
106002XL	10µl	Azul	9000 (450x20)	399,80 €



● 106411

Asas de siembra estériles en bolsa unitaria

- Para un rayado uniforme y suave sin dañar la superficie del gel.
- Mango poligonal que permite la orientación.
- Mango flexible.
- Asas estériles en bolsa unitaria.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
106411	Asa de siembra estéril individual 1 µl	C/400 (400x1)	28,00 €
106412	Asa de siembra estéril individual 10 µl	C/400 (400x1)	28,00 €




● 106412

Espátulas para siembra estériles en forma de L

- Diseñadas para cultivos en agar.
- Estériles en bolsa individual.
- Fabricadas en poliestireno.

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
651010	Espátulas L estériles en bolsas de 50	Naranja	C/500	60,90 €
651011	Espátulas L estériles bolsa individual	Naranja	C/500	71,55 €
711001	Espátulas L estériles bolsa individual	Blanco	C/200	29,00 €
711001XL	Espátulas L estériles bolsa individual	Blanco	C/2000	198,00 €



● 106334

106334 Espátulas Drigalski en vidrio

- Para distribución uniforme de suspensiones bacteriológicas.
- En vidrio borosilicato 145x50x5mm.
- Presentación: caja 10 unidades.

106340 Espátulas Drigalski en acero inoxidable

- Para distribución uniforme de suspensiones bacteriológicas.
- En acero inoxidable 203x33x4mm.
- Presentación: unitario

Referencia	Espatula	Ud/Caja	€/Caja
106334	Vidrio	10	33,90 €
106340	Inoxidable	1	16,50 €

Asas en platino de 1,3 o 5mm Ø (consultar)



● 106340

Mango de Kolle

- Longitud 200mm.
- Permite trabajar con asas, agujas o lancetas.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
920007	Mango de Kolle	1	4,70 €
920008	Asa de 2,5µl de 50mm	50	15,00 €
920009	Lanceta para mango Kolle	50	18,00 €
920010	Aguja para mango de Kolle	50	15,00 €

● 920009

● 920010

● 920008

● 920007



Espátula-cuchara de polietileno alta densidad

Referencia	Capacidad	Largo total	Largo útil	Ud/Caja	€/Caja
139510	90ml	180mm	125mm	1	1,82 €
139511	250ml	240mm	155mm	1	2,00 €
139512	600ml	300mm	195mm	1	2,30 €
139513	1100ml	360mm	240mm	1	3,10 €



Cuchara desechable para pesada

- Elimina la necesidad de bandejas y papeles para pesar.
- Fabricada en polipropileno antiestático y resistente al agua.
- Recubierta para resistir polvos, geles y semisólidos.


Referencia	Dimensiones	Color	Ud/Caja	€/Caja
117526	127x90mm	Blanco	100	27,90 €
117527	127x90mm	Negro	100	39,00 €
117528	127x63mm	Blanco	100	29,70 €
117529	127x63mm	Negro	100	39,00 €



Espátulas desechables "smartSpatula"

- Diseñadas para encajar en tubos de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 15ml y 50ml.
- Desechables y fabricadas en polipropileno virgen.
- Autoclavables y permite trabajar con muestras en LN2.
- Para dispensador polvos o sólidos blandos.

Referencia	Dimensiones	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
117523	140x4mm	0,2 y 0,5ml	300	46,60 €
117524	210x7mm	1,5 y 15ml	300	65,82 €
117525	310x10mm	50ml	150	72,99 €



Espátulas de laboratorio

- Fabricadas en nylon con fibra de vidrio.
- Conforme DIN 12890, con excelente resistencia química.
- Autoclavables.
- Adecuado para contacto con alimentos.

Referencia	Tipo	Largo	Ud/Caja	€/Caja
902201	Espátula-espátula	180mm	10	10,80 €
902202	Espátula-espátula	210mm	10	11,90 €
902203	Espátula-cuchara	180mm	10	15,10 €
902204	Espátula-cuchara	210mm	10	15,60 €

