



# Material Fungible de Laboratorios

## BOLSAS Y CONTENEDORES



### GOSELIN™



● 107130



● 107129



● 107140

● 107141



### Bolsas para autoclave

- Bolsas para autoclave fabricadas en polipropileno.
- Dos versiones, ambas autoclavables hasta 134°C
  - En polipropileno color natural.
  - En polipropileno transparente impresa con símbolo Biohazard.
- Espesor de 40µm.
- Para autoclavar placas Petri, tubos, contenedores de desecho, etc.

Referencia	Litros	Medidas Ancho x Alto	Impresa	Ud/Caja	€/Caja
107125	3	255x400mm	No	500	93,30 €
107127	9	300x500mm	No	500	95,50 €
107129	14	400x600mm	No	500	167,70 €
107131	21	400x780mm	No	500	220,00 €
107133	33	600x780mm	No	500	237,00 €

### Bolsas para transporte de muestras biológicas

- Fabricadas en polietileno con doble bolsa.
- Bolsa principal para contenido de tubos con muestras y bolsa para contener documentación.
- Logo "Biohazard" impreso.
- Cierres a presión tipo minigrip.

Referencia	Bolsa	Dimensiones Ancho x Alto	Ud/Caja	€/Caja
107140	Transparente	160x170mm	2.500	176,00 €
107141	Transparente con bolsa amarilla	160x170mm	2.500	184,00 €
107142	Transparente	200x290mm	1.000	239,00 €
107143	Transparente	300x350mm	1.000	339,00 €

### Bolsas para transportes de muestras biológicas con cierre de seguridad


- Fabricadas en polietileno de baja densidad.
- Con cierre seguro a prueba de manipulaciones y fugas.
- Doble bolsa, una para el contenido de tubos con muestras con cierre adhesivo y un segundo compartimento para documentación.
- Una vez abierta la bolsa no puede volver a cerrarse.
- Logo "Biohazard" impreso.

Referencia	Bolsa	Dimensiones Ancho x Alto	Ud/Caja	€/Caja
107148	Bolsa seguridad	190x315mm	1.000	221,00 €
107149	Bolsa seguridad	290x390mm	1.000	385,00 €

### Bolsas para transporte de muestras con cierre ZIP

- Fabricadas en polietileno de baja densidad transparente.
- Cierre zip por presión, hermético.
- Grado alimentario.

Referencia	Medidas Ancho x Alto	Ud/Caja	€/Caja
107110	100x150mm	1000	34,80 €
107111	120x170mm	1000	55,00 €
107121	160x220mm	1000	79,00 €
107122	180x250mm	1000	87,00 €
107113	230x320mm	1000	134,00 €
107114	300x400mm	1300	213,00 €





### Bolsas de transporte con cierre metálico

- Bolsas con cierre de acero inoxidable.
- Fabricadas en polietileno reforzado.
- Para transporte y sellado de muestras.

Referencia	Volumen	Medidas Ancho x Alto	Ud/Caja	€/Caja
107171	60ml	76x127mm	500	76,70 €
107172	120ml	76x178mm	500	86,60 €
107173	540ml	114x229mm	500	160,00 €
107174	720ml	140x229mm	500	252,00 €
107175	810ml	114x304mm	500	245,50 €
107176	1080ml	114x381mm	500	270,90 €
107177	1260ml	140x381mm	500	329,00 €
107178	1650ml	180x300mm	500	391,00 €



### Bolsas plástico para desechos biopeligrosos

- Bolsa de plástico para materiales que requieran una previa esterilización antes de su desecho.
- Señalización en español / inglés.
- Con indicador de color cuando se autoclavan.
- Autoclavables a 121°C.
- Soporte de acero autoclavable.
- Dimensiones de la bolsa: 215x300mm (Ancho x Alto).
- Dimensiones del soporte: 130x90x210mm (Ancho x Fondo x Alto).

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
107101	Bolsa plástico desechos	500	131,50 €
107106	Soporte metálico para bolsas ref. 107101	1	28,70 €

Heathrow Scientific



### Contenedor para desecho de hojas de bisturí BladeFlask

- Capacidad para 100 hojas de bisturí con cierre automático al alcanzar la capacidad máxima.
- Contador para almacenar hasta 100 cuchillas.
- Dimensiones: 110x90x140mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 250g.

Referencia	Descripción	Uds/Caja	€/Caja
167828	Contenedor de seguridad BladeFlask	1	35,50 €
167829	Soporte de pared para BladeFlask	1	7,90 €



● 167828

### Contenedores para desechos biopeligrosos

- Para material punzante y residuos biológicos.
- Conforme a la norma NF X 30-500 y BS 7320.
- Fabricados en polipropileno resistente a la perforación.
- Doble sistema de cierre: temporal y definitivo.
- Nivel indicador de llenado máximo.
- Autoclavable 134°C durante 18 min.

Referencia	Volumen	Medidas mm		Ud/Caja	€/Caja
		Ancho x Fondo x Alto			
107250	400ml	123x62x165mm		70	275,00 €
107251	2.000ml	145x145x193mm		60	172,80 €
107252	3.000ml	167x167x225mm		50	169,00 €
107253	3.000ml	155x155x220mm		40	136,80 €
107254	5.000ml	220x220x210mm		40	201,50 €
107255	10.000ml	220x220x350mm		30	191,50 €

