





Material Fungible de Laboratorios



**CÁPSULAS, CRISTALIZADOR
Y VIDRIO DE RELOJ**





Cápsulas de evaporación de vidrio fondo plano

- Con pico y fondo plano, según DIN 12336.

Referencia	Capacidad	ØxAlto	Ud/Caja	€/Caja
179060	60ml	60x30mm	1	9,18 €
179090	90ml	80x45mm	1	13,00 €
179170	170ml	95x55mm	1	14,70 €

Cristalizadores de vidrio

- Cristalizadores de vidrio con pico.

Referencia	Capacidad	ØxAlto	Ud/Caja	€/Caja
173060	80ml	60x40mm	10	31,50 €
173090	200ml	90x45mm	8	35,00 €
173100	300ml	100x50mm	6	31,60 €
173125	600ml	125x63mm	2	12,00 €
173150	1000ml	150x75mm	2	24,00 €
173180	2000ml	180x90mm	1	14,80 €

Cajas Petri de vidrio

- Fabricadas en vidrio borosilicato.

Referencia	Dimensiones Ø	Ud/Caja	€/Caja
601702	60mm	12	12,40 €
601703	90mm	12	16,60 €
601704	100mm	12	21,00 €
601705	150mm	6	39,80 €

Cápsulas de evaporación forma baja con pico en PTFE

- Utilizables hasta 280°C.
- Acabado interno liso.
- Químicamente inerte.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
902101	50ml	82x15mm	1	20,00 €
902102	100ml	102x20mm	1	28,60 €
902103	180ml	130x22mm	1	39,50 €
902104	350ml	132x36mm	1	55,70 €
902105	400ml	136x40mm	1	63,00 €

Cápsulas de evaporación forma alta con pico en PTFE

- Utilizables hasta 280°C.
- Acabado interno liso.
- Químicamente inerte.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
902106	50ml	50x40mm	1	17,98 €
902107	100ml	64x50mm	1	24,49 €
902108	250ml	97x50mm	1	33,39 €
902109	350ml	100x60mm	1	46,77 €

Vidrio de reloj de PTFE

- Utilizables hasta 280°C.
- Acabado interno liso.
- Químicamente inerte.
- Usados para cubrir vasos de precipitados en digestiones.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø	Ud/Caja	€/Caja
902110	25ml	40mm	1	4,75 €
902111	50ml	50mm	1	5,10 €
902112	100ml	65mm	1	5,60 €
902113	150ml	75mm	1	6,10 €
902114	250ml	80mm	1	6,30 €
902115	500ml	100mm	1	8,75 €
902116	1000ml	125mm	1	13,58 €
902117	2000ml	150mm	1	21,23 €

