



Material Fungible de Laboratorios



**CUBETAS
PLÁSTICO Y DE TINCIÓN**



Kartell LABWARE



Cubetas de PVC antiácido

- Cubetas de PVC apilables.

Referencia	Dimensiones interiores		Dimensiones exteriores		Ud/Caja	€/Caja
	Ancho	Fondo x Alto	Ancho	Fondo x Alto		
KA280	200x150	45mm	245x195	50mm	1	10,20 €
KA281	250x200	60mm	305x250	60mm	1	13,50 €
KA282	320x260	70mm	365x325	75mm	1	21,30 €
KA283	350x300	80mm	420x375	85mm	1	27,40 €
KA284	430x330	90mm	505x405	95mm	1	37,30 €
KA285	520x420	90mm	600x495	100mm	1	53,00 €
KA286	675x530	100mm	765x620	110mm	1	93,00 €
KA288	540x420	180mm	635x515	190mm	1	112,00 €

- Para uso alimentario y uso general en laboratorio.

Kartell LABWARE



Referencia	Dimensiones interiores		Dimensiones exteriores		Ud/Caja	€/Caja
	Ancho	Fondo x Alto	Ancho	Fondo x Alto		
KA5701	170x110	10mm	201x151	21mm	1	5,40 €
KA5702	270x120	10mm	303x151	21mm	1	6,60 €
KA5703	320x220	10mm	353x252	21mm	1	10,00 €
KA5704	220x220	10mm	254x254	21mm	1	8,00 €
KA5705	150x100	30mm	201x151	41mm	1	6,00 €
KA5706	260x110	30mm	303x151	42mm	1	7,00 €
KA5707	310x210	30mm	353x253	41mm	1	11,00 €
KA5709	140x90	70mm	200x151	81mm	1	6,70 €
KA5710	240x90	70mm	303x151	81mm	1	8,00 €
KA5711	290x190	70mm	352x252	81mm	1	15,50 €
KA5714	360x250	30mm	409x300	42mm	1	15,00 €
KA5715	340x240	70mm	408x299	81mm	1	16,40 €

Kartell LABWARE



● KA548

Cubeta de polipropileno PP

- Para usos generales, capacidad hasta 12 frascos de 1 litro.

Referencia	Dimensiones interiores		Dimensiones exteriores		Ud/Caja	€/Caja
	Ancho	Fondo x Alto	Ancho	Fondo x Alto		
KA548	345x510	110mm	510x350	105mm	1	17,70 €

Cubetas PE alta densidad (HPDE)

- Fabricadas en polietileno de alta densidad HDPE.
- Con asas, apilable y aptas para uso alimentario.
- Fáciles de limpiar e irrompibles.

Referencia	Capacidad	Dimensiones			Peso	Ud/Caja	€/Caja
		Ancho	Fondo	x Alto			
106785	10 litros	430x320	95mm	0,63 kg	1	13,50 €	
106786	16 litros	540x350	110mm	1,00 kg	1	24,00 €	
106784*	16 litros	540x350	110mm	1,00 kg	1	26,00 €	
106787	20 litros	440x315	200mm	1,07kg	1	24,00 €	
106788	55 litros	760x440	205mm	2,86kg	1	39,90 €	

* El modelo 106784 dispone de orificios laterales para drenaje.

● 106788



Cubetas PE alta densidad (HPDE) forma alta

- Con asas, apilable y resistente a ácidos orgánicos e inorgánicos.

Referencia	Capacidad	Dimensiones			Peso	Ud/Caja	€/Caja
		Ancho	Fondo	x Alto			
920012	50 litros	625x365	285mm	2,15kg	1	34,00 €	
106789	80 litros	725x440	330mm	3,17kg	1	55,90 €	
920014	100 litros	600x500	445mm	4,3kg	1	91,90 €	

Cubetas PVC compartimentadas

Referencia	Compartimentos	Dimensiones			Ud/Caja	€/Caja
		Ancho	Fondo	x Alto		
106757	12/90x90mm	303x403	63mm	1	41,50 €	
106758	4/100x185mm	304x404	64mm	1	39,00 €	

● 106757



Cubetas redondas polipropileno

- Esterilizables a 121°C, color blanco.
- Apto para uso alimentario.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
142594	1 litro	160x70mm	1	3,60 €
142694	2 litros	200x80mm	1	5,18 €
142794	3 litros	240x100mm	1	7,60 €
142894	4 litros	280x120mm	1	10,74 €
142994	7 litros	320x130mm	1	13,20 €
143094	9 litros	360x150mm	1	14,40 €



KartellLABWARE

Cubetas redondas polipropileno

- Con borde y asas.
- Autoclavable a 121°C, color blanco.

Referencia	Capacidad	Dimensiones exteriores Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
920016	10 litros	350x160mm	1	34,00 €



● 920016

42206 Cubeta para transporte de muestras

- Fabricada en polipropileno, con asas.
- Capacidad 24 frascos hasta 58mm Ø.
- Incluye divisores para 24 frascos.
- Se suministra desmontada. De fácil montaje.
- Dimensiones: 406x260x89mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Caja 10 unidades.

Referencia	Cubeta	Dimensiones exterior Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
42206	Cubeta con divisores	406x260x89mm	10	190,00 €



● 42206



● 42204

42204 Cubeta para transporte de muestras

62,00 €

- Fabricada en plástico rígido.
- Con identificación frontal.
- Capacidad para 24 frascos hasta 58mm Ø.
- Dimensiones: 480x331x84mm. (Ancho x Fondo x Alto)

KartellLABWARE



● KA569

KA569 Caja de seguridad de policarbonato

99,80 €

- Totalmente autoclavable y transparente.
- Para transporte de muestras en tubos o contenedores, etc...
- Junta de silicona hermética de seguridad en la tapa.
- Símbolo de riesgo biológico grabado.
- Asa de acero inoxidable.
- Permite incluir gradillas como el modelo KA570.



● KA570

Accesorios

KA570	Gradilla de acero inoxidable • Para 10 frascos de orina hasta 200ml y 4 frascos pequeños de 30ml. • Accesorio para la caja de seguridad KA569.	25,58 €
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

120052 DuraPorter - Caja para transporte de muestras con asa

139,50 €


- Segura, limpia y visible.
- Fabricada en policarbonato.
- Autoclavable.
- Permite incluir gradillas para tubos de 13 y 16mm Ø.
- Tapa con apertura total de 180°.
- Junta de silicona para cierre hermético y 3 posiciones de cierre.
- Dimensiones: 380x196x160mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 120052

Cubetas de tinción manual en batería

- Soporte de acero inoxidable para alojar las cubetas de tinción.
- Cubetas fabricadas en plástico PET para tinciones en citología, hematología e histología.
- Resistentes a disolventes y a la temperatura hasta 170°C.
- Capacidad de cada cubeta: 300ml.
- Las cubetas pueden ser utilizadas en microondas.
- Los set de tinción incluyen un cestillo para 25 portaobjetos.
- El diseño de los cestillos permite que la cubeta quede perfectamente cerrada con la tapa incluyendo el cestillo.



● 29601010



● 29601020



● 29601040



● 29601040+29601045



● 29675000 + 29675200

29601020 Set de tinción para hematología 137,70 €

- Soporte, 3 cubetas con tapa y 1 cestillo 25 portaobjetos.

29601010 Set de tinción para histología 262,80 €

- Soporte, 12 cubetas con tapa y 1 cestillo 25 portaobjetos.

29601040 Cestillos PET para 25 portaobjetos 69,00 €

- Caja con 6 cestillos.

29601045 Adaptadores para portaobjetos supermegas en cestillos 105,00 €

- Construidos en acero inoxidable.
- Para su uso en cestillos ranurados como 29601040 y otros.
- Adaptadores C/2 unidades.

29601021 Cubeta para tinción PET con tapa unida 155,00 €

- Caja con 12 cubetas.

29601021TS Cubeta para tinción PET con tapa separada 184,90 €

- Caja con 12 cubetas.
- Cubetas de tinción en plástico.

Cubeta tinción

29675000 Cubeta tinción TPX 10,50 €

- Dimensiones: 81x101x65mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Con 2 tapas, una para cierre exterior y otra con orificio para meter el cestillo.

29675200 Cestillo TPX para 20 portaobjetos 3,60 €

- Para trabajar con cubeta TPX 29675000.

29675250 Cubeta Hellendahl TPX con tapa 8,20 €

- Dimensiones: 56x56x85mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Capacidad: 8 portaobjetos.

Cubetas para tinción de vidrio

29600001 Cubeta de vidrio con tapa para tinción 15,50 €

- Dimensiones: 105x85x70mm (Ancho x Fondo x Alto).

29600001XL Cubeta de vidrio con tapa para tinción 140,00 €

- Caja con 10 unidades.

29600002 Cestillo de vidrio para 10 portaobjetos 11,80 €

- Para usar en cubeta 29600001.

29600003 Asa de alambre para cestillo de vidrio 2,60 €

29600011 Cestillo de acero inoxidable para 20 portaobjetos 18,90 €

- Para usar en cubeta 29600001.

29540000 Cubeta de vidrio con tapa Hellendahl 8,60 €

- Capacidad 8 portaobjetos.

29570000 Cubeta de vidrio con tapa Siefferdecker 15,50 €

- Capacidad 20 portaobjetos.

29590000 Cubeta de vidrio con tapa vidrio Coplin 9,00 €

29590001 Cubeta de vidrio Coplin con tapa rosca con forma baja 16,90 €

- Capacidad 10 portaobjetos.

29590002 Cubeta de vidrio Coplin con tapa rosca con forma alta 16,90 €

- Capacidad 10 portaobjetos.

29600040 Cubeta para tinciones de vidrio con tapa 19,50 €

- Permite alojar cestillo para 30 portaobjetos C-30.
- Dimensiones exteriores: 95x85x90mm (Ancho x Fondo x Alto).

29600041 Cubeta para tinciones de vidrio con tapa 19,50 €

- Permite alojar cestillo para 60 portaobjetos C-60.
- Dimensiones exteriores: 155x85x85mm (Ancho x Fondo x Alto).

29600048 Cestillo C-30 para cubeta 29600040 14,00 €

- Acero inoxidable. Para 30 portaobjetos.

29600049 Cestillo C-60 para cubeta 29600041 17,00 €

- Acero inoxidable. Para 60 portaobjetos.



● 29600002



● 29600011



● 29540000

● 29570000



● 29570000



● 29590002

● 29590001



● 29600049

● 29600041

Cubetas de cuarzo para espectrofotómetros UV-VIS

- Cubetas en cuarzo para espectrofotómetros UV-VIS.
- Rango de longitud de onda: 190-1100nm.
- Se suministran con tapa o con tapón de PTFE.

Cubetas de cuarzo micro y semimicro

Referencia	Paso luz	Ancho Int.	Volumen	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
76260	10mm	2mm	0,7ml	Tapa	2	128,00 €
76261	10mm	4mm	1,4ml	Tapa	2	128,00 €
76262	10mm	2mm	0,7ml	Tapón PTFE	2	208,00 €
76263	10mm	4mm	1,4ml	Tapón PTFE	2	208,00 €

Cubetas de cuarzo estándar

Referencia	Paso luz	Ancho Int.	Volumen	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
76230	1mm	10mm	0,35ml	Tapa	2	138,00 €
76235	2mm	10mm	0,7ml	Tapa	2	138,00 €
76238	5mm	10mm	1,7ml	Tapa	2	124,00 €
76240	10mm	10mm	3,5ml	Tapa	2	74,00 €
76242	20mm	10mm	7ml	Tapa	2	126,00 €
76245	50mm	10mm	17,5ml	Tapa	2	244,00 €
76241	10mm	10mm	3,5ml	Tapón PTFE	2	190,00 €

Cubetas vidrio óptico para espectrofotómetros VIS

- Cubetas en vidrio óptico para espectrofotómetros VIS.
- Rango de longitud de onda: 340-1100nm.
- Se suministran con tapa o con tapón de PTFE.

Cubetas de vidrio óptico micro y semimicro

Referencia	Paso luz	Ancho Int.	Volumen	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
76265	10mm	2mm	0,7ml	Tapa	2	96,00 €
76266	10mm	4mm	1,4ml	Tapa	2	96,00 €
76267	10mm	2mm	0,7ml	Tapón PTFE	2	124,00 €
76268	10mm	4mm	1,4ml	Tapón PTFE	2	124,00 €

Cubetas de vidrio óptico estándar

Referencia	Paso luz	Ancho Int.	Volumen	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
76214	1mm	10mm	0,35ml	Tapa	2	27,50 €
76215	2mm	10mm	0,7ml	Tapa	2	26,50 €
76218	5mm	10mm	1,7ml	Tapa	2	18,00 €
76220	10mm	10mm	3,5ml	Tapa	2	16,00 €
76222	20mm	10mm	7ml	Tapa	2	21,00 €
76225	50mm	10mm	17,5ml	Tapa	2	28,00 €
76221	10mm	10mm	3,5ml	Tapón PTFE	2	32,00 €

Cubetas de plástico para espectrofotómetros VIS y UV-VIS

- Transparencia óptica PS óptico para rango de 280 a 800nm.
- PMMA para trabajar en rango UV.
- Cubetas con 4 caras ópticas para espectrofluorímetro.
- Presentación en racks con 100 cubetas.

Ref.	Descripción	Dimensiones	Vol.	Ud/Caja	€/Caja
100373	Cubeta PS óptico macro	10x10x45mm	4ml	1000	57,00 €
100383	Cubeta PS óptico semi-micro	10x4x45mm	2ml	1000	57,00 €
920030	Cubeta PS óptico semi-micro	12x12x45mm	1,5ml	100	9,80 €
920031	Cubeta PS óptico 4 caras ópticas	12x12x45mm	4,5ml	100	8,80 €
920032	Cubeta macro PMMA para UV	12x12x45mm	4,5ml	100	12,00 €
920033	Cubeta semi-micro PMMA para UV	12x12x45mm	2,5ml	100	12,00 €
920034	Cubeta macro PMMA para UV	12x12x45mm	1,5ml	100	14,50 €
920035	Cubeta PMMA 4 caras ópticas para UV	12x12x45mm	4,5ml	100	10,50 €

