

Myr

MCUT CUCHILLAS DESECHABLES DE MICROTOMO



Gracias a su afilado excepcional, las cuchillas desechables para microtomo MCUT están diseñadas para obtener cortes uniformes de un grosor determinado. Fabricadas en acero inoxidable utilizando procesos térmicos y técnicas de pulido y recubrimiento especiales, las cuchillas MCUT permiten a los usuarios obtener secciones precisas en todo tipo de muestras.

Rendimiento de corte superior gracias a la última tecnología de plasma y al filo más endurecido que además mejora la vida útil de las cuchillas.

Las cuchillas MCUT están disponibles en dos modelos, MCUT-3508 y MCUT-3514, cuchillas universales de perfil bajo y alto que se pueden utilizar en cualquier microtomo y criostato del mercado.

REF.	Descripción	Ángulo de filo	Largo x Ancho x Grosor
MCUT-3508	Cuchillas desechables de microtomo (perfil bajo)	35°	80 x 8 x 0,25 mm
MCUT-3514	Cuchillas desechables de microtomo (perfil alto)	35°	80 x 14 x 0,32 mm