



# Material Fungible de Laboratorios

## EMBUDOS



### Embudos de seguridad V2.0 SCAT

- Para trabajar con residuos, disolventes y productos químicos en general.
- Embudos con sistema de sellado para mejorar la seguridad.
- Tapa con agarre para mejorar la apertura y cierre
- Junta para cierre de seguridad.
- Bisagra sólida.
- Tamiz extraíble para limpieza.
- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Cable para toma de tierra opcional.
- Dimensiones: 140mm diámetro.

Referencia	Conexión a boca	Color	Cable tierra	Vástago	Control nivel	Importe
SC318952	GL45	Blanco/Azul	No	No	No	126,20 €
SC318962	GL46	Negro	Si	No	No	139,00 €
SC318990	S60/61	Blanco/Azul	No	Si	No	145,50 €
SC318980	S60/61	Negro	Si	Si	No	145,00 €
SC317637	S60/61	Negro	Si	No	Si 150mm	383,70 €
SC317651	S60/61	Negro	Si	No	Si 190mm	375,00 €

Otros embudos disponibles con conexiones: S50, S51, S55, S65 (Consultar).



● SC318952



● SC318980

### Embudos de seguridad con válvula de bola ARNOLD

- Para trabajar con residuos, disolventes y productos químicos en general.
- Cierre "click".
- Tapa abatible con junta de estanqueidad.
- Bisagra de acero inoxidable de larga duración.
- Protección ante sprays con conductos dirigidos al interior.
- Tamiz optimizado para partículas, colocar botellas, etc.
- Válvula de bola que se abre con el llenado y se cierra automáticamente.
- Diferentes tipos de rosca para conexión a botellas, bidones, etc...
- Dimensiones: 200mm diámetro y 210mm de altura (con vástago: 430mm).
- Fabricado en polietileno de alta densidad: negro, blanco y azul.
- Cable para toma de tierra opcional.

Referencia	Conexión a boca	Color	Cable tierra	Vástago	Importe
SC317642	GL45	Blanco/Azul	No	Si	224,70 €
SC317622	GL45	Negro	Si	Si	288,80 €
SC317641	S60/61	Blanco/Azul	No	Si	224,70 €
SC317621	S60/61	Negro	Si	Si	288,80 €

Otros embudos disponibles con conexiones: S50, S51, S55, S65, S70/71, B83, S90, S95 (Consultar).



● SC317622



● SC317641

### Embudos de seguridad para residuos JAN

- Para trabajar con residuos en HPLC y otras aplicaciones líquidas.
- Protege ante vapores peligrosos y asegura una compensación segura de la presión dentro del contenedor.
- Protección al fuego V-0 según UL-94.
- Permite un llenado seguro y vaciado de frascos.
- Conexiones para capilares HPLC (1,6 / 2,3 y 3,2mm) y conexiones para tubería.
- Fabricado el polietileno de alta densidad.
- Tapa para cierre "click".
- Junta de estanqueidad de polietileno de alta densidad.
- Tamiz para retener partículas, extraíble y lavable.
- Salidas para filtros de carbón activo para vapores orgánicos.
- Diferentes adaptadores para frascos, bidones, etc...
- Bisagra de acero inoxidable de larga duración.
- 3 conexiones PP para tubería Ø 5-11,5mm.
- Accesorios para conexiones HPLC incluidos.

Referencia	Conexión a boca	Color	Cable tierra	Importe
SC320045	GL45	Azul/Blanco	No	548,00 €
SC420045	GL45	Negro	Si	569,00 €
SC320060	S60/61	Azul/Blanco	No	548,00 €
SC420060	S60/61	Negro	Si	569,00 €
SC390325	Filtros carbón activo c/2uds (vida útil 6 meses/filtro)			240,00 €
SC390326	Filtros carbón activo c/1ud (vida útil 12meses/filtro)			188,00 €



● SC420045



● SC320060

### Embudo con filtro y tubo flexible

- Polietileno de alta densidad.
- Color blanco.
- Apto para uso alimentario.
- 210mm de Ø superior y 20mm Ø inferior.

Referencia	Descripción	Importe
990058	Embudo con filtro y tubo flexible	14,65 €
990059	Filtro de repuesto	3,54 €



● 990058 + 990059



● 2350075

### Embudos de vidrio rama corta

- Vidrio borosilicato.

Referencia	Ø mm	Ud/Caja	€/Caja
23500040	40mm	12	18,00 €
23500060	60mm	12	28,80 €
23500075	75mm	12	34,50 €
23500100	100mm	8	31,60 €
23500120	120mm	2	28,40 €



● 23600250

### Embudos de separación y llave de PTFE

- Vidrio borosilicato, tapón plástico y llave de PTFE.

Referencia	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
23600125	125ml	2	Consultar
23600250	250ml	2	Consultar
23600500	500ml	2	Consultar
23601000	1000ml	1	Consultar

### Embudo separador graduado TPX

- Transparente con graduación en relieve.
- Esterilizable en autoclave.
- Cubierta roscada y cuello normalizado para tapón cónico estándar.
- Desmontable.
- Llave de paso en PMP (TPX).
- Capacidad 500ml.
- Graduación: 2ml (hasta 20ml), 5ml (hasta 50ml) y 25ml (hasta 500ml).

**KA978 Embudo separador 50ml**

**58,80 €**



### Embudos de polipropileno para análisis

- Apto para uso alimentario y esterilizable en autoclave.
- Con ranuras para evitar bolsas de aire.

Referencia	Ø	Ø x Largo del tubo	Ud/Caja	€/Caja
992050	60mm	60x8mm	10	14,10 €
992051	80mm	80x8mm	10	17,90 €
992052	100mm	100x10mm	10	21,60 €
992053	120mm	120x16mm	10	26,80 €
992054	150mm	150x16mm	5	24,00 €

### Embudos de polipropileno para análisis

- Paredes inclinadas 60° y superficie acanalada.
- Autoclavable.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Ø x Largo	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
KA145	27x37mm	3,5ml	20	17,40 €
KA146	37x37mm	10ml	20	20,35 €
KA147	46x43mm	20ml	20	24,90 €
KA148	66x62mm	50ml	20	40,80 €
KA150	81x70mm	100ml	20	50,00 €
KA152	100x161,5mm	200ml	10	31,00 €
KA153	120x184mm	350ml	10	33,00 €
KA155	150x236mm	700ml	5	28,70 €
KA156	183x293mm	1250ml	5	38,40 €



### Embudos de polipropileno de vástago largo

- Paredes inclinadas 60° y superficie acanalada.
- Autoclavable.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Ø x Largo	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
KA162	65x150mm	50ml	1	6,20 €
KA164	78,5x100mm	100ml	1	7,20 €
KA165	103,5x145mm	225ml	1	8,00 €

### Soporte para embudos en polipropileno

- Para embudos desde 25mm hasta 170mm.
- Se pueden montar en barras de 8 a 14mm.

Referencia	Descripción	€/Caja
KA268	Soporte para 1 embudo	12,00 €
KA269	Soporte para 2 embudos	15,88 €



### Embudos de polietileno

- En polietileno de alta densidad, color blanco.
- Apto para uso alimentario. Con borde y asa.

Referencia	Ø superior	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
601431	100mm	300ml	1	1,13 €
601432	120mm	450ml	1	1,35 €
601433	140mm	750ml	1	1,90 €
601434	180mm	1500ml	1	3,60 €
601435	210mm	1750ml	1	4,70 €
601436	260mm	4000ml	1	6,80 €
601437	310mm	5500ml	1	9,00 €
601438	420mm	10000ml	1	15,00 €
601439	450mm	11000ml	1	19,90 €



● Embudos de polietileno

### Embudos de polipropileno

- Apto para uso alimentario.
- Esterilizable a 121°C.

Referencia	Ø x longitud	Ud/Caja	€/Caja
601408	30x45mm	24	18,80 €
601410	40x65mm	24	19,80 €
601412	50x85mm	24	22,80 €
601413	75x110mm	12	16,50 €
601414	100x155mm	12	27,20 €
601415	150x220mm	12	52,90 €



● Embudos de polipropileno

### Embudo con filtro y tubo flexible

- Polietileno de alta densidad.
- Color blanco.
- Apto para uso alimentario.
- 210mm de Ø superior y 20mm Ø inferior.

Referencia	Descripción	Importe
990058	Embudo con filtro y tubo flexible	14,65 €
990059	Filtro de repuesto	3,54 €



● 990058 + 990059