



Material Fungible de Laboratorios

**ESCOBILLONES
LIMPIEZA**



KA 1052 Cinta con indicador de esterilización para autoclave

- Con cambio de color claro a marrón tras la esterilización.
- Para utilizar con unidades individuales.
- Cambio de color a 121°C 10min o 134°C 2 min.
- Utilizables hasta 3 años desde la fechas de producción.
- Adhesiva.



● KA1052

● KA1051


KA 1052 Cinta con indicador de esterilización para estufas

- Para esterilización en estufas tipo Poupinel.
- Con cambio de color verde claro a marrón.
- Cambio de color a 155°C 30min.
- Utilizables hasta 2 años desde la fechas de producción.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
KA1052	Cinta para autoclave 50 metros x 19 cm	8	79,70 €
KA1051	Cinta para estufa 50 metros x 19 cm	1	41,00 €

Desodorante para autoclaves

- 100% natural, no deja residuo, compatible con cualquier autoclave.
- Totalmente seguro para el proceso del autoclavado.
- 100% biodegradable.
- Modelos: classic, poma, citrus, floral y peach.



● 80297

Referencia	Modelo	Fragancia	Ud/Caja	€/Caja
80296	Classic	Eucaliptus-Menta	100	99,75 €
80297	Poma	Manzana	100	99,75 €
80298	Citrus	Limón	100	99,75 €
80299	Floral	Flores	100	99,75 €
80295	Peach	Melocotón	100	99,75 €

Escobillones para limpieza de tubos, probetas, vasos, etc

- Flexibles y extralargos, para buretas y tubos largos.
- Cerdas naturales en alambre de acero galvanizado.

Escobillones para limpieza de buretas

Referencia	Ø x long. Pelo	Long.total	Ud/Caja	€/Caja
73805001	13x83mm	762mm	12	28,80 €
73805002	19x83mm	914mm	12	30,00 €

Escobillones para limpieza de tubos

Referencia	Ø x long. Pelo	Long.total	Ud/Caja	€/Caja
73801001	13x76mm	381mm	12	9,60 €
73801002	19x89mm	381mm	12	10,80 €
73801003	36x102mm	381mm	12	21,00 €
73801005	40x100mm	360mm	12	22,80 €

Escobillones anchos para vasos, probetas, etc

Referencia	Ø x long. Pelo	Long.total	Ud/Caja	€/Caja
73803001	60x152mm	406mm	12	38,00 €
73803002	76x152mm	406mm	12	39,70 €
73803003	75x130mm	260mm	5	13,60 €
73803004	130x100mm	250mm	5	19,20 €

