



Material Fungible de Laboratorios

**FRASCOS, CONTENEDORES
Y BIDONES**





● 106779

● 106778

● 106777STXL



● 902070



● 902060



● 902065

Bidones en polietileno de alta densidad

- Polietileno de alta densidad translúcido.
- Tapón a rosca sin fugas.
- Graduado, con asa.

Referencia	Capacidad	Dimensiones			Ud/Caja	€/Caja
		Ancho x Fondo x Alto	Boca			
106777	2,5 litros	180x105x220mm	26mm Ø	1	4,66 €	
106777XL	2,5 litros	180x105x220mm	26mm Ø	36	144,70 €	
106778	5 litros	184x129x292mm	32mm Ø	1	4,73 €	
106778XL	5 litros	184x129x292mm	32mm Ø	18	73,90 €	
106779	10 litros	217x174x372mm	45mm Ø	1	10,05 €	
106779XL	10 litros	217x174x372mm	45mm Ø	9	78,50 €	

Bidones polietileno de alta densidad estériles

- Polietileno de alta densidad translúcido.
- Tapón a rosca sin fugas.
- Graduado, con asa.

Bidones estériles

Referencia	Capacidad	Dimensiones			Ud/Caja	€/Caja
		Ancho x Fondo x Alto	Boca			
106777STXL	2,5 litros	180x105x220mm	26mm Ø	36	197,64 €	
106778STXL	5 litros	184x129x292mm	32mm Ø	18	139,00 €	
106779STXL	10 litros	217x174x372mm	45mm Ø	9	108,00 €	

Bidones en polietileno de alta densidad

- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Tapón con precinto de seguridad.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902070	1 litro	69x118x183mm	21mm	1	2,90 €
902071	2 litros	79x143x235mm	21mm	1	3,50 €
902072	3 litros	95x160x260mm	21mm	1	5,50 €

Bidones en polietileno de alta densidad

- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Tapón interior y asa resistente.
- Orificios en la tapa para sello de garantía.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902060	5 litros	167x350mm	85mm	1	9,90 €
902061	10 litros	210x420mm	100mm	1	14,00 €
902062	20 litros	265x500mm	130mm	1	26,00 €
902063	25 litros	275x570mm	130mm	1	33,00 €

Bidones apilables de polietileno alta densidad

- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Tapón con junta y precinto de seguridad.
- Tapón interior.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902065	5 litros	163x187x236mm	45mm	1	4,90 €
902066	10 litros	187x227x320mm	45mm	1	7,00 €
902067	20 litros	236x288x380mm	45mm	1	13,00 €
902068	25 litros	245x295x468mm	45mm	1	17,00 €

Bidones con grifo incluido

- Polietileno de alta densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Grifo incluido de perfecto sellado 3/4" de 9mm.
- Con asa.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106790	5 litros	167x355mm	51mm	1	15,00 €
106791	10 litros	212x430mm	51mm	1	19,00 €
106794	Grifo de repuesto				3,50 €

Bidones con grifo incluido

- Polietileno de alta densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Grifo incluido de perfecto sellado 3/4" de 9mm.
- Con dos asas.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106792	25 litros	275x580mm	80mm	1	43,50 €
106793	50 litros	350x715mm	80mm	1	63,90 €
106794	Grifo de repuesto				3,50 €

Bidones con grifo

- Polietileno de alta densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Tapón con precinto y grifo incluido.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106797	10 litros	150x250x360mm	44mm	1	12,00 €
106798	20 litros	180x320x450mm	46mm	1	23,00 €

Bidones con grifo y boca ancha

- Polietileno de alta densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Grifo incluido de perfecto sellado 3/4" de 9mm.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106796	30 litros	380x440mm	250mm	1	52,00 €
106795	50 litros	380x650mm	250mm	1	79,70 €
106799	100 litros	450x800mm	250mm	1	122,50 €
106794	Grifo de repuesto				3,50 €

Bidones para residuos

- Fabricador el polietileno de alta densidad en color negro.
- Modelos con flotador para control de nivel (SC108042 y SC108043).
- Permite incorporar embudos de seguridad (ver página 393).

Referencia	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Sensor Nivel	Boca	Ud/ Caja	€/Caja
SC108042	10 litros	185x290x265mm	Si	S60/61	1	159,80 €
SC107953	10 litros	185x290x265mm	No	S60/61	1	93,10 €
SC108043	20 litros	185x290x500mm	Si	S60/61	1	213,45 €
SC108027	20 litros	185x290x500mm	No	S60/61	1	107,80 €



● 106791



● 106797



● 106796



● SC108042



● SC107953



● AP2050

Contenedores de muestras de 60ml tapa a rosca

- Fabricados en polipropileno.
- Tapa de polietileno de color rojo.
- Con graduación cada 10ml hasta 60ml.
- Con zona para escritura.
- Versión estéril envasados en bolsa unitaria.

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
AP2450	Contenedor de 60ml graduado	38x65mm	No	1000	72,00 €
AP2050	Contenedor de 60ml graduado	35x70mm	No	500	42,00 €
AP2050SG	Contenedor de 60ml graduado	35x70mm	Si	600	65,80 €



● 102120

Contenedores de orina de 150ml tapa a rosca

- Contenedores de polipropileno de 150ml con tapa a rosca.
- Formato estéril o aséptico.
- Presentado en bolsa unitaria.

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
102120	Contenedor 150ml	58x72mm	400	39,00 €
102121	Contenedor 150ml aséptico unitario	58x72mm	250	33,20 €
102122	Contenedor 150ml estéril unitario	58x72mm	250	35,80 €



● 102125

Contenedores de muestras de 180ml, estériles con tapa a rosca

- Contenedores de polipropileno de 180ml con tapa a rosca.
- Formato estéril.
- Presentado en bolsa unitaria.

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
102125	Contenedor 180ml estéril, unitario	52x102mm	200	119,60 €



● AP2442/SG

Contenedores con cucharilla de 60ml tapa a rosca, estériles

- Contenedores de polipropileno de 60ml con tapa a rosca.
- Contenedores estériles.
- Presentado en bolsa unitaria.

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
AP2442/SG	Contenedor 60ml estéril con cucharilla	38x65mm	400	75,60 €



● 101507

Contenedores con tapa rosca a prueba de fugas

- Diseñado para contener muestras histológicas.
- Fabricados en polipropileno translúcido.
- Buena resistencia química y a la temperatura.
- Sin fuga de muestra (Test 95kPa).

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
101507	Contenedor 30ml	Ø37x44mm	500	69,90 €
101407	Contenedor 80ml	Ø50x61mm	500	79,90 €



Cubetas

Cubetas para transporte de contenedores ver página 385.

Contenedores de transporte para muestras patológicas

- Fabricados en polipropileno.
- Tapón a rosca hermético en PEHD.
- Base estable con faldón y fondo redondeado para ayudar a extraer las muestras pequeñas.
- Graduación triple.
- Cada recipiente puede ser contenido en el recipiente inmediatamente superior (20ml en 35ml, 35ml en 50ml, etc.) consiguiendo una protección extra, ante cualquier incidencia.

Referencia	Volumen	Alto x Ø	Ud/Caja	€/Caja
100850	20ml	48x31mm	1000	112,00 €
100851	35ml	55x39mm	500	74,00 €
100852	50ml	74x39mm	500	82,00 €
100853	100ml	80x48mm	250	64,00 €



Contenedores para envío de muestras

- Conforme DIN EN 829 (modelos impresos).
- Óptima protección por el diseño cilíndrico.
- Papel absorbente interior.
- Modelos impresos con símbolo Biohazard visible.
- Modelo 44/114, entre otros ejemplos para medios cultivo tipo Uricult.
- Contenedores y tapones deben solicitarse por separado.
- Fabricados en polipropileno y los tapones en HDPE.

Referencia	Modelo	Alto x Ømm	Ud/Caja	€/Caja
100860	40ml	85x30mm	500	61,60 €
100861	40ml-impreso	85x30mm	500	216,00 €
100862	60ml	126x30mm	300	54,20 €
100863	60ml-impreso	126x30mm	300	169,00 €
100864	120ml	114x44mm	250	54,50 €
100865	120ml-impreso	114x44mm	250	173,00 €
100866	Tapón para 40ml		500	28,50 €
100867	Tapón para 60ml		300	24,60 €
100868	Tapón para 120ml		250	24,80 €



Bolsas de transporte
Ver páginas 320 y 368



Cajita para envío portaobjetos
Ver página 255.

120052 DuraPorter - Caja para transporte de muestras con asa 139,50 €

- Segura, limpia y visible.
- Fabricada en policarbonato.
- Autoclavable.
- Permite incluir gradillas para tubos de 13 y 16mm Ø.
- Tapa con apertura total de 180°.
- Junta de silicona para cierre hermético y 3 posiciones de cierre.
- Dimensiones: 380x196x160mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 120052

Contenedores para conservación de piezas quirúrgicas en formol

- Contenedores con tapa hermética para piezas quirúrgicas.
- Contenedores de 30ml y 80ml con tapón a rosca.
- Fabricados en polipropileno.
- Con asa a partir de 2 litros.



Referencia	Capacidad	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
101507	30ml	Ø37x44mm	500	84,00 €
101407	80ml	Ø50x61mm	500	96,00 €
100805	150ml	Ø65x65mm	250	139,90 €
100801	250ml	Ø92x62mm	450	207,00 €
100810	500ml	Ø122x64mm	250	184,00 €
100815	1.000ml	Ø122x135mm	150	147,00 €
100820	2.000ml	Ø153x148mm	125	255,00 €
100825	3.000ml	Ø187x135mm	100	223,00 €
100830	5.000ml	Ø221x197mm	50	150,00 €
100840	5.500ml	290x198x150mm	50	289,00 €
100845	11.000ml	370x240x200mm	20	204,00 €
100847	17.000ml	370x260x240mm	20	228,00 €

Contenedores predispensados con formol tamponado 3,7-4% (10%), pH 7.0 tapa rosca

- Contenedores predispensados con formol tamponado listos para su uso.
- Gran variedad de formatos, desde tubos de 10ml hasta contenedores de 5 litros.
- Tapón a rosca de seguridad sin fugas.



Referencia	Descripción	Volumen	Formol	Ud/Caja	€/Caja
RK104172	Tubo de 9ml de 84x14mm Ø	9ml	5ml	78	62,00 €
RK104169	Contenedor de 20ml tapa rosca 47x30mm	20ml	10ml	98	54,00 €
RK104171	Contenedor de 60ml tapa rosca	60ml	30ml	50	35,00 €
RK104175	Contenedor de 125ml tapa rosca	125ml	75ml	32	28,00 €

Contenedores predispensados con formol tamponado

- Fabricados en PE con tapa a presión.
- Formol neutro tamponado listo para su uso.



Ref.	Descripción	Volumen	Formol	Ud/Caja	€/Caja
104176	Contenedor 60x85mm Ø	250ml	130ml	12	24,00 €
104177	Contenedor 80x110mm Ø	500ml	300ml	6	20,00 €
104178	Contenedor 130x120mm Ø	1000ml	600ml	6	25,00 €
104179	Contenedor 135x180mm Ø	3000ml	1800ml	4	55,00 €
104180	Contenedor 185x210mm Ø	5000ml	3000ml	4	58,70 €

Frascos (duquesas) con tapón a rosca y obturador

- Polietileno de alta densidad, translúcido.
- Con tapón a rosca de color negro y obturador.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
106621	70ml	50x60mm	200	120,00 €
106623	120ml	56x71mm	150	102,00 €
106625	250ml	69x94mm	200	141,00 €
106627	500ml	85x110mm	200	196,00 €
106628	1000ml	111x128mm	105	154,00 €
106629	2000ml	111x240mm	60	124,00 €



Frascos cuadrados con tapa a rosca

- Polietileno de alta densidad, translúcido y graduado.
- Con tapón a rosca y obturador.
- Provisto de un agujero en la tapa para sellado.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
601142	50ml	35x37x70mm	24mm	200	116,00 €
601143	100ml	44x47x90mm	34,5mm	150	105,00 €
601144	250ml	57x60x110mm	34,5mm	350	305,00 €
601145	500ml	70x80x138mm	45mm	100	104,00 €
601146	1000ml	82x102x176mm	60mm	115	200,00 €
601147	2000ml	100x134x210mm	60mm	70	203,00 €
601148	Cable se seguridad de acero inox para sellado de frascos				Consultar



Frascos redondos con tapa a rosca

- Polietileno de alta densidad, translúcido y graduado.
- Con tapón a rosca y obturador.
- Provisto de un agujero en la tapa para sellado.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
601121	50ml	40x75mm	24mm	250	140,00 €
601122	100ml	48x90mm	34,5mm	200	126,00 €
601123	250ml	61x126mm	34,5mm	350	281,00 €
601124	500ml	75x161mm	34,5mm	120	122,00 €
601125	1000ml	115x250mm	45mm	115	200,00 €
601126	2000ml	35x255mm	45mm	60	171,00 €
601148	Cable de seguridad de acero inox para sellado de frascos				Consultar



Frascos opacos graduados

- Para muestras sensibles a la luz.
- Polietileno de alta densidad y graduado

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
601128	500ml	74x165mm	23mm	10	12,50 €
601129	1000ml	93x213mm	34,5mm	10	21,00 €



Frascos de polipropileno

- Autoclavables a 121°C.
- Graduados (G) o sin graduación.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Graduación	Ud/Caja	€/Caja
601153G	250ml	64x123mm	31mm-GL40	Si	10	24,75 €
601154G	500ml	75x153mm	38mm-GL50	Si	10	27,70 €
601155G	1000ml	94x202mm	50mm-GL65	Si	10	57,00 €
601156	250ml	64x123mm	31mm-GL40	-	10	19,20 €
601157	500ml	75x153mm	38mm-GL50	-	10	24,10 €
601158	1000ml	94x202mm	50mm-GL65	-	10	51,00 €





Frascos cuello estrecho en polietileno de baja densidad

- Polietileno de baja densidad, graduados y translúcidos.
- Botella multiuso conforme DIN 13316 y 168.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Admite tapones rosca o tapones goteros (tapones no incluidos).

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
902131	100ml	45x102mm	GL18	100	91,20 €
902132	250ml	60x138mm	GL25	100	144,00 €
902133	500ml	75x169mm	GL25	100	206,40 €
902134	1000ml	95x212mm	GL28	100	340,80 €
902136	Tapón rosca GL18			50	14,40 €
902137	Tapón rosca GL25			50	15,60 €
902138	Tapón rosca GL28			50	18,00 €
902139	Tapón gotero GL18			50	19,20 €
902140	Tapón gotero GL25			50	20,40 €
902141	Tapón gotero GL28			50	22,80 €

Frascos de cuello ancho en polipropileno

- Con cierre a prueba de goteo.
- Conforme a DIN 13316 y 168.
- Para recogida, almacenamiento y transporte de muestras.
- Para líquidos, pasta o granulados.
- Graduados, translúcidos y garantiza un vaciado completo.

Ref.	Volumen	Ø x Alto	Ø boca	Tapón GL	Ud/Caja	€/Caja
902090	50ml	40x77mm	24mm	32mm	100	118,00 €
902091	100ml	48x92mm	24mm	32mm	100	118,00 €
902092	250ml	64x123mm	31mm	40mm	150	245,00 €
902093	500ml	75x153mm	38,5mm	50mm	105	242,00 €
902094	1000ml	94x202mm	50mm	65mm	50	180,00 €

Frascos de cuello estrecho y tapón rosca de seguridad

- Polietileno de alta densidad.
- Con tapón rosca y precinto de seguridad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
902095	50ml	36x84mm	17,5mm	100	54,00 €
902096	100ml	44x100mm	17,5mm	100	56,00 €
902097	250ml	60x136mm	22mm	250	155,00 €
902098	500ml	74x170mm	22mm	115	110,70 €
902099	1000ml	90x222mm	22mm	60	92,00 €

Frascos de cuello estrecho y tapón rosca de seguridad

- Polietileno de alta densidad.
- Con tapón rosca y precinto de seguridad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
902120	250ml	60x140mm	30mm	100	99,00 €
902121	500ml	74x179mm	30mm	100	124,00 €
902122	1000ml	90x218mm	30mm	115	190,00 €

Frascos graduados boca estrecha con tapón

- Polietileno de baja densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Con tapón interno para una mejor estanqueidad.
- Graduado.

Ref.	Capacidad	Graduación	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
902123	100ml	20ml	49x115mm	18,5mm	100	71,50 €
902124	250ml	25ml	60x138mm	23mm	350	327,00 €
902125	500ml	50ml	74x165mm	23mm	115	126,50 €
902126	1000ml	100ml	93x213mm	34,5mm	100	181,50 €
902127	2000ml	100ml	116x273mm	34,5mm	55	189,00 €

Frascos cuentagotas en plástico

- Fabricados en polietileno de baja densidad PE-LD.
- Cuentagotas y tapa a rosca.

Referencia	Capacidad	Rosca GL	Ud/Caja	€/Caja
601945	50ml	18	24	70,65 €
601946	100ml	18	24	75,25 €
601947	250ml	25	12	53,30 €
601948	500ml	25	12	65,60 €
601949	1000ml	32	12	85,40 €

Frascos cuentagotas en plástico

- Fabricados en polietileno de baja densidad PE-LD.
- Cuentagotas con tapa a rosca y cánula directa.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
601991	250ml	58 x 220mm	10	26,50 €
601992	500ml	70 x 253mm	10	31,00 €
602113	1000ml	90 x 295mm	10	35,50 €

Frascos cuentagotas de vidrio

- Frascos cuentagotas de vidrio en color ámbar.

Referencia	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
1671529	60ml	1	3,15 €
1671529XL	60ml	12	31,25 €

Frascos cuentagotas en plástico

- Tubo de polietileno y tetina en caucho.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
920063	50ml	35x96mm	1	2,70 €
920064	100ml	43x115mm	1	3,00 €
920065	250ml	60x140mm	1	3,50 €
920066	500ml	75x180mm	1	4,30 €

Frascos lavadores

- Con tubo moldeado de forma integral al frasco.
- Con tapón.
- Forma ovalada que facilita su sujeción.

Referencia	Capacidad	Alto	Ud/Caja	€/Caja
920060	250ml	140mm	1	2,98 €
920061	500ml	178mm	1	3,40 €

Frasco con vaporizador

- Polietileno de alta densidad.
- Posibilidad de regular el chorro.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
902077	1000ml	1	3,96 €



● 1671529



KartellLABWARE



● 902076

● 902072

Frasco para orina 2 litros

- Fabricados en polietileno.
- Graduado hasta 2 litros.
- Con asa ergonómica y tapón rosca.

Ref.	Capacidad	Dimensiones		Boca	Color	Ud/Caja	€/Caja
		Ancho x Fondo x Alto					
902072	2 litros	95x115x245mm		75mm	Blanco	1	2,28 €
902073	2 litros	95x115x245mm		75mm	Naranja	1	2,43 €



● 902074

● 902076

KartellLABWARE

Frascos para orina con tapón para toma de muestras

- Graduado hasta 2500ml.
- Con tapón para toma de muestras.

Ref.	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902074	2,5 litros	130x250mm	74mm	1	3,67 €

Ref.	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902076	2,5 litros	114x243x160mm	74mm	1	3,34 €

KartellLABWARE

Frascos graduados de cuello ancho

- Cuerpo de polietileno y tapón de polipropileno.
- Graduados.
- Se pueden dejar notas confidenciales entre la tapa exterior y el tapón interior.
- Apto para contacto con alimentos.

● 902080



Ref.	Capacidad	Graduación	Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902080	50ml	10ml	40x77mm	24mm	200	166,00 €
902081	100ml	20ml	48x89mm	24mm	350	327,00 €
902082	250ml	25ml	61x126mm	34,5mm	300	363,00 €
902083	500ml	50ml	75x158mm	34,5mm	160	228,80 €
902084	1000ml	100ml	93x200mm	45mm	80	187,60 €
902085	2000ml	100ml	115x247mm	45mm	40	180,50 €

KartellLABWARE

Frascos graduados rectangulares cuello ancho

- Para ahorro de espacio.
- Graduados.
- Cuerpo de polietileno y tapón de polipropileno.
- Tapón interior.
- Apto para contacto con alimentos.

● 9020860



Ref.	Capacidad	Graduación	Dimensiones		Boca	Ud/Caja	€/Caja
			Ancho x Fondo x Alto				
902086	50ml	10ml	38x38x70mm		24mm	200	161,00 €
902087	100ml	20ml	42x48x90mm		34,5mm	300	326,30 €
902088	250ml	50ml	57x60x110mm		34,5mm	300	366,00 €
902089	500ml	100ml	70x90x138mm		45mm	150	239,00 €
902078	1000ml	100ml	80x103x176mm		58mm	80	189,00 €
902079	2000ml	100ml	100x134x210mm		58mm	40	171,00 €

Frascos estériles para muestras de agua con tiosulfato sódico

- Fabricado en polietileno de alta densidad de un solo uso.
- Tapón de seguridad con junta de color rojo.
- Irrompibles y translúcidos.
- Contiene tiosulfato sódico 20mg/litro de capacidad.
(Opcionalmente disponibles con 120mg/litro tiosulfato sódico).
- Etiqueta de trazabilidad.
- **Tapón A:** Tapón de evidencia con junta.
- **Tapón B:** Tapón de evidencia con anillo.

Referencia	Capacidad	Dimensiones		Tapón/Boca	Tiosulfato Sod. mg/L	Ud/Caja	€/Caja
		Ancho x Fondo x Alto					
106641*	250ml	60x45x155mm		A-20mm Ø	5	200	299,90 €
106643	500ml	70x70x146mm		A-37mm Ø	10	100	131,00 €
106644	500ml	70x70x146mm		A-29mm Ø	20	100	139,75 €
106647	500ml	70x70x146mm		B-55mm Ø	10	100	143,00 €
106642*	500ml	70x70x146mm		B-55mm Ø	10	100	169,00 €
106645	1000ml	82x82x182mm		A-28mm Ø	20	77	161,70 €
106646	1000ml	77x77x187mm		A-55mm Ø	20	85	166,80 €

* Envasados en bolsa unitaria



● 106644

● 106645

Frascos rectangulares polietileno

- Polietileno de alta densidad, translúcido.
- Con tapón a rosca de color rojo y obturador.
- Graduado.
- Opcionalmente en versión estéril.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Boca	Graduado	Ud/Caja	€/Caja
106760	150ml	50x50x95mm	37mm Ø	No	300	199,68 €
106761	250ml	57x57x109mm	37mm Ø	Si	211	175,25 €
106762	500ml	76x76x122mm	58mm Ø	Si	175	196,00 €
106764	1000ml	95x76x185mm	58mm Ø	Si	90	111,80 €
106765	2000ml	109x96x230mm	58mm Ø	Si	50	85,75 €

Frascos rectangulares polietileno estériles

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Boca	Graduado	Ud/Caja	€/Caja
106762ST	500ml	76x76x122mm	58mm Ø	Si	175	244,90 €
106764ST	1000ml	95x76x185mm	58mm Ø	Si	90	111,80 €
106765ST	2000ml	109x96x230mm	58mm Ø	Si	50	85,75 €



Frascos redondos boca ancha

- Polietileno de alta densidad y translúcido.
- Con tapón a rosca de color rojo y obturador.
- Opcionalmente en versión estéril.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106770	150ml	51x108mm	37mm Ø	250	182,00 €
106771	250ml	60x125mm	37mm Ø	145	123,24 €
106772	500ml	80x136mm	58mm Ø	140	144,50 €
106773	1000ml	101x174mm	58mm Ø	68	92,90 €
106774	2000ml	121x220mm	58mm Ø	25	106,00 €

Formato estéril consultar precios





● 22240500



● 22247100

Frascos de vidrio de seguridad, con recubrimiento plástico SIMAX

- Con protección plástica para proteger el contenido en caso de rotura.
- Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 Simax.
- Conforme ISO 4796.
- Alta resistencia química, dilatación por calor mínima.
- Autoclavables a 121°C, esterilizables por vapor a 134°C.
- Completos con tapón rosca azul, anillo de vertido (temp. Máx +140°C).
- Protección UV hasta 380nm.
- Resistencia a temperatura hasta +190°C.
- Aptos para microondas y congelación.

Referencia	Capacidad	Color	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
22240100	100ml	Transparente	56x100mm	10	227,00 €
22240250	250ml	Transparente	70x138mm	10	247,00 €
22240500	500ml	Transparente	86x176mm	10	275,00 €
22241000	1000ml	Transparente	101x225mm	10	357,00 €
22242000	2000ml	Transparente	136x260mm	10	521,00 €
22245000	5000ml	Transparente	186x330mm	6	998,00 €
22246000	10000ml	Transparente	234x410mm	1	329,00 €
22247000	20000ml	Transparente	299x505mm	1	480,00 €

Referencia	Capacidad	Color	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
22240110	100ml	Topacio/Ámbar	56x100mm	10	351,00 €
22240255	250ml	Topacio/Ámbar	70x138mm	10	381,00 €
22240550	500ml	Topacio/Ámbar	86x176mm	10	521,00 €
22241100	1000ml	Topacio/Ámbar	101x225mm	10	617,00 €
22242100	2000ml	Topacio/Ámbar	136x260mm	10	869,00 €
22245100	5000ml	Topacio/Ámbar	186x330mm	6	1.598,00 €
22246100	10000ml	Topacio/Ámbar	234x410mm	1	453,00 €
22247100	20000ml	Topacio/Ámbar	299x505mm	1	595,00 €

Frascos de vidrio con rosca

- Autoclavables, con cuello ancho o estrecho.
- Fabricados en vidrio clase hidrolítica 3.
- Tapones no incluidos.



Referencia	Capacidad	Color	Rosca	Ud/Caja	€/Caja
2224001	100ml	Transparente	GL22	72	76,00 €
2224002	250ml	Transparente	GL22	42	30,80 €
2224003	500ml	Transparente	GL25	35	88,00 €
2224004	1000ml	Transparente	GL28	20	80,30 €
2224005	100ml	Transparente	GL40	63	92,20 €
2224006	250ml	Transparente	GL55	48	105,80 €
2224007	500ml	Transparente	GL55	20	80,05 €
2224008	1000ml	Transparente	GL68	18	157,00 €

Referencia	Capacidad	Color	Rosca	Ud/Caja	€/Caja
2224009	100ml	Topacio/Ámbar	GL22	105	118,75 €
2224010	250ml	Topacio/Ámbar	GL22	42	78,00 €
2224011	500ml	Topacio/Ámbar	GL25	35	101,00 €
2224012	1000ml	Topacio/Ámbar	GL28	20	89,90 €
2224013	100ml	Topacio/Ámbar	GL40	56	85,00 €
2224014	250ml	Topacio/Ámbar	GL55	42	89,00 €
2224015	500ml	Topacio/Ámbar	GL55	20	84,00 €
2224016	1000ml	Topacio/Ámbar	GL68	12	91,00 €

Tapones DIN para frascos con rosca, con junta PE-LD

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
2224020	Tapón GL22	10	2,40 €
2224021	Tapón GL25	10	2,60 €
2224022	Tapón GL28	10	2,80 €
2224023	Tapón GL32	10	3,40 €
2224024	Tapón GL40	10	4,40 €
2224025	Tapón GL55	10	5,40 €
2224026	Tapón GL68	10	8,40 €



Frascos de vidrio graduados boca ancha GL80 SIMAX

- Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 Simax.
- Conforme ISO 4796.
- Alta resistencia química, dilatación por calor mínima.
- Autoclavables a 121°C, esterilizables por vapor a 134°C.
- Completos con tapón rosca azul, anillo de vertido (temp. Máx +140°C).

Referencia	Capacidad	Color	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
22230500	500ml	Transparente	94x94x141mm	1	10,30 €
22231000	1000ml	Transparente	105x105x187mm	1	12,10 €
22232000	2000ml	Transparente	115x115x260mm	1	18,70 €
22235000	5000ml	Transparente	160x160x367mm	1	175,00 €
22230550	500ml	Topacio/Ámbar	94x94x141mm	1	43,30 €
22231100	1000ml	Topacio/Ámbar	105x105x187mm	1	49,40 €
22232100	2000ml	Topacio/Ámbar	115x115x260mm	1	66,50 €
22235100	5000ml	Topacio/Ámbar	160x160x367mm	1	300,00 €



● 22231000


Frascos graduados con tapón rosca, autoclavables

- Fabricados en Vidrio borosilicato 3.3 SIMAX.
- Conforman a ISO 4796.
- Alta resistencia química, dilatación por calor mínima.
- Autoclavables a 121°C, esterilizables por vapor a 134°C.
- Completos con tapón rosca azul, anillo de vertido (temp. Máx +140°C).
- Con rosca GL45 y G32.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Rosca	Color	Ud/Caja	€/Caja
22220050	50ml	46x91mm	GL32	Transparente	10	43,00 €
22220100	100ml	56x105mm	GL45	Transparente	10	30,40 €
22220250	250ml	70x143mm	GL45	Transparente	10	34,00 €
22220500	500ml	86x181mm	GL45	Transparente	10	42,00 €
22221000	1.000ml	101x230mm	GL45	Transparente	10	69,00 €
22222000	2.000ml	136x265mm	GL45	Transparente	10	113,00 €
22223800	3.800ml	160x320mm	GL45	Transparente	4	264,00 €
22225000	5.000ml	181x336mm	GL45	Transparente	6	503,00 €
22225800	10.000ml	227x416mm	GL45	Transparente	1	187,00 €
22225900	20.000ml	288x512mm	GL45	Transparente	1	295,00 €
22220055	50ml	46x191mm	GL32	Ámbar	1	15,00 €
22220110	100ml	56x105mm	GL45	Ámbar	1	17,00 €
22220255	250ml	70x143mm	GL45	Ámbar	1	18,50 €
22220550	500ml	86x181mm	GL45	Ámbar	1	31,10 €
22221100	1.000ml	101x230mm	GL45	Ámbar	1	36,20 €
22222200	2.000ml	136x265mm	GL45	Ámbar	1	50,60 €
22223875	3.800ml	160x320mm	GL45	Ámbar	1	139,00 €
22225550	5.000ml	181x336mm	GL45	Ámbar	1	232,00 €
22225850	10.000ml	227x416mm	GL45	Ámbar	1	395,00 €
22225950	20.000ml	288x512mm	GL45	Ámbar	1	740,00 €



● 22221000



● 22221100

Frascos para dosificadores

- Frasco de vidrio color topacio para dosificadores con rosca ISO.
- Los modelos con recubrimiento plástico, protegen al frasco de roturas y reduce el riesgo de fragmentación.
- Con tapa.

Referencia	Volumen ml	Forma	Rosca	Recubrimiento	Uds/caja	Importe
1671515	250	Cuadrado	GL32	SI	1	16,50 €
1671516	250	Cuadrado	GL32	NO	1	8,30 €
1671520	500	Cuadrado	GL32	SI	1	17,50 €
1671521	500	Cuadrado	GL32	NO	1	9,60 €
1671500	1000	Cuadrado	GL45	SI	1	19,60 €
1671501	1000	Cuadrado	GL45	NO	1	13,80 €
1671510	2500	Redondo	GL45	SI	1	34,00 €
1671511	2500	Redondo	GL45	NO	1	20,40 €

